

Hjälpmedel, rengöring och kontroll av, kirurgavdelningen LE

Hjälpmedel – medicinteknisk produkt

Hjälpmedel vid rörelsehinder samt arbetstekniska hjälpmedel hanteras som medicintekniska produkter. De ska vara CE-märkta och regleras enligt lagen om medicintekniska produkter (*Vårdhandboken*, "Hjälpmedel vid rörelsehinder").

Ansvarsfördelning

Det yttersta ansvaret för de medicintekniska produkterna och deras användning ligger på verksamhetschefen, som även kan delegera ansvar till någon annan befattningshavare. Vidare finns det ett yrkesansvar, vilket i korthet innebär att all personal har ett eget yrkesansvar.

Detta innebär att var och en

- får använda sådana produkter som han eller hon har kompetens för (saknas kompetens ska den överordnade informeras och ansvaret flyttas till överordnade)
- endast använder säkra och medicinskt ändamålsenliga produkter
- ser till att produkterna är kontrollerade vad gäller funktion och säkerhet, och korrekt installerade innan de tas i bruk
- ser till att produkterna underhålls/rengörs regelbundet
- ser till att bruksanvisningar/teknisk dokumentation finns tillgänglig
- ser till att produkterna uttrangeras när de inte längre får användas (*Vårdhandboken*, "Medicintekniska produkter")

Lokal rutin gällande reparation och service

Lasarettet i Enköping har köpt in (från Uppsala) tjänsten reparation och service av hjälpmedel. Vid felanmälan ska en speciell blankett fyllas i. Det är viktigt att korrekt löpnummer skrivs, eftersom det talar om vilken modell, fabrikat och eventuella reservdelar som reparatörerna behöver ta med sig alternativt beställa. Blanketten finns hos biträdande avdelningschef. Faxnummer står på blanketten.

Rengöring och kontroll

För all rengöring gäller att datum alltid ska dokumenteras. Det är viktigt att hjälpmedlet kontrolleras regelbundet. Omfattningen av funktionskontrollen beror på hjälpmedlets komplexitet och typ. Resultat och genomförande av funktionskontrollen ska dokumenteras (*Vårdhandboken*, "Hjälpmedel vid rörelsehinder").

Förflyttningshjälpmedel

Rengöring

| Lyftbälte | Lyftskynke | Turner | Vridplatta |
|---|------------|--|------------|
| Glidtäcke | | | Glidbräda |
| <ul style="list-style-type: none"> Tvättas i tvättmaskinen efter varje patient. 70°C Använd inte sköljmedel, undvik torktumling. Spill av kroppsvätskor torkas omedelbart upp med ett alkoholbaserat rengöringsmedel. Glidlakan läggs i rosa säck och skickas till Berendsen för tvätt. | | <ul style="list-style-type: none"> Rengörs med Sprint Allrent och vatten minst 1 gång/månad samt mellan varje patient. Spill av kroppsvätskor samt efter infekterad patient, använd ett alkoholbaserat rengöringsmedel. | |
| Kontrollera att | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> sömmar och material är hela och fria från skador materialet inte är nött och blekt spännen och handtag håller för kraftig belastning glidtäcket är glatt och glider lätt (testa genom att rulla täcket fram och åter) | | <ul style="list-style-type: none"> skrivar är åtdragna och att ingen saknas (turner) den är stabil innan den används (turner) turnern och vridplattan roterar obehindrat glidbrädan känns fast och har spänst (böj försiktigt i skivan) att ytan på glidbrädan är glatt och glider lätt | |

Gånghjälpmedel

Rengöring

| Gåbord | Kryckkäpp | Rollator |
|--|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> Rengör med Sprint Allrent och vatten minst 1 gång/månad, samt efter varje patient. Hjälpmedel som används av mer än en patient torkas av med Sprint Allrent och vatten mellan patienterna. Spill av kroppsvätskor torkas omedelbart upp med ett alkoholbaserat rengöringsmedel. Hjälpmedel som använts av infekterad patient, använd ett alkoholbaserat rengöringsmedel. Hjulen rengörs med Sprint Allrent och vatten vid behov. | | |
| Kontrollera att | | |
| Gåbord | Kryckkäpp | Rollator |
| <ul style="list-style-type: none"> hydrauliken fungerar skruvar är åtdragna och att ingen saknas bromsarna vid hjulen fungerar att det är stabilt Gåborden laddas varje söndagskväll, laddare skall finnas i hjälpmedel förrådet | <ul style="list-style-type: none"> de är stabila innan de används skruvar är åtdragna och att ingen saknas | <ul style="list-style-type: none"> kontrollera regelbundet att bromsarna fungerar den är stabil innan den används efter att ha varit hopfälld skruvar är åtdragna och att ingen saknas |

| <h2>Hygienhjälpmedel</h2> | | |
|--|--|----------|
| Rengöring | | |
| Duschstol | Toalettstolsförhöjare | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Rengörs med ett alkoholbaserat rengöringsmedel mellan varje patient och när stolen tas bort. • Hjulen rengörs med Sprint Allrent och vatten vid behov. | | |
| Kontrollera att | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • skruvar är åtdragna och att ingen saknas • hjulen roterar obehindrat • bromsarna vid hjulen fungerar • att det är stabilt | <ul style="list-style-type: none"> • skruvar är åtdragna och att ingen saknas • att det är stabilt | |
| <h2>Ortopedihjälpmedel</h2> | | |
| Rengöring | | |
| Håkanskena | Kilkudde | Sandsäck |
| <ul style="list-style-type: none"> • Torka av med Sprint Allrent och vatten efter varje patient • Spill av kroppsvätskor samt hjälpmedel som använts av infekterad patient, använd ett alkoholbaserat rengöringsmedel • (Hjälpmedel som inte är avtorkbara: Lägg hjälpmedlet i en plastpåse och dra ett örngott över. Örngott/plastpåse byts mellan varje patient.) | | |
| Kontrollera att | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • skenor, kuddar och sandsäckar är hela (inga sprickor, hål etc.) | | |
| <h2>Övriga hjälpmedel</h2> | | |
| Rengöring | | |
| Rullstol | Coxitstol | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Rengörs med Sprint Allrent och vatten minst 1 gång/månad samt efter varje patient • Spill av kroppsvätskor samt efter infekterad patient, använd ett alkoholbaserat rengöringsmedel • Hjulen rengörs med Sprint Allrent och vatten vid behov | | |
| Kontrollera att | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • det finns tillräckligt med luft i däcken • skruvar är åtdragna och att ingen saknas | <ul style="list-style-type: none"> • skruvar är åtdragna och att ingen saknas • bromsar, hjul och hydraulik fungerar | |