

Sterilisering i autoklav Megala Vacuklav 23-B – Kirurg- och Ortopedoperation

Placering

2st autoklaver står i fönsterkorridoren, utanför rena depån

Program för sterilisering

Tre program för sterilisering:

1. "Förpackade instrument" 134° **45** min med torktid
2. "Oförpackade instrument" 134° **15** min utan torktid eller **30** min med torktid
3. Bowie & Dick test" **40** min med torktid

1. FÖRPACKADE INSTRUMENT

- Ladda autoklaven.
- Stäng dörren.
- Välj program "Förp instrument".
- Tryck på "start-stop" knappen, programmet tar 45 min.
- Klart= displayen visar, förpackadeinstrument avslutad med framgång. Slutningen visar ett meddelande om att "Dörren bör öppnas".
- Kontrollera kvittot att programmet är OK.
- Skriv körjournal + batchmärk (i körjournalen och på förpackningen).
- Spara kvittot i körjournalen.

2. OFÖRPACKADE INSTRUMENT

- Ladda med oförpackade instrument direkt på brickan.
- Stäng dörren.
- Välj program, "Oförpackade instrument".
- Tryck på "start-stop" knappen.
- Vid start av "Oförpackade instrument" visas ett varningsmeddelande på displayen OBS! bara oförpackade instrument Tryck "Start-stop" knappen ytterligare en gång för att starta programmet (inom 5 sekunder).
- Nu kan man antingen göra avbrott i torkfasen, se Avbrott i torkfasen =
- 15 min eller köra hela programmet = 30 min

Avbrott av torkfasen

- Vid körning av "Oförpackade instrument" kan man avbryta programmet i torkningsfasen om man ska använda instrumentet omgående.
- På displayen visas växelvis "Vakuumsugning" och "Avbryt torkning-tryck stop"
- Tryck "start-stop" 2 gånger.
- KLART = displayen visar, "Dörren bör öppnas".
- Efter avslutad process: Dokumentera kvitto på körjournalen. Om du behöver skriva ut ett extra kvitto till patientjournalen – se extra utskrift av senaste körningen.

BOWIE – DICK TEST

- Välj genom att trycka på program.

VID FLYTTNING AV AUTOKLAVEN

- Öppna dörren **innan** kontakten dras ur, den går att köra till salen om dörren hålls igen. Observera, var försiktig vid öppnandet av dörren - **het** ånga!
- Om du dragit ur kontakten och dörren inte går att öppna:
 - sätt i kontakten,
 - slå av strömbrytaren och
 - slå på den igen. Den sitter i nedre höger framkant.
- Vid avslutad körning ska dörren stängas till men inte låsas (detta för att dörrpackningen ska hålla längre och kammaren ska hållas varm).

PROCESSVATTNET

- Om processvattnet behöver fyllas på eller tappas ur:
- Klaven har dubbla vatten tankar, den vänstra är avlopps vatten och
- den högra är med avjoniserat vatten, fylls till Max märket.
- Displayen visar "töm avlopp vatten", dra fram vänstra slangen i vänstra nedre hörnet av klaven.
- Dra ut pluggen ur slangen och töm innehållet i en hink.
- Sätt tillbaka pluggen och tryck tillbaka slangen i autoklavhöljet.
- Tryck på – (minus) knappen.

Vid fel kontakta driftcentralen, tel:15000. Dokumentera fel och åtgärder i loggboken.

Tillbehör till Megala Vakuklav 23-B finns på bordet bredvid

1. Bowie – Dick test (indikator) Mediq nr: 70838
2. Registreringspappersrulle Mediq nr: 170502
3. Häftapparat
4. Häftstift, 26/6 Mediq nr: 41049
5. Batchmärkningsapparat
6. Batchmärknings etiketter, 63 x 24mm Mediq nr: 56125
7. Ett handtag för att ta ut varm bricka ur autoklaven.

