

## Sårdränage, skötsel

---

### Hitta i dokumentet

[Behandling](#)  
[Uppdaterat från föregående version](#)

---

### Behandling

Sårdränage används numer i begränsad omfattning men i förekommande fall tillämpas nedanstående principer. Operatörens ordinationer kan avvika från dessa.

1. Kontrollera att alla slangar har ett fritt förlopp utan knickbildning eller direkt tryck.
2. Kontrollera vakuumet i dränbehållaren.

Om dränaget inte verkar fungera kan man försiktigt trycka lite på den gröna adaptorn vilket ger upphov till en mindre stötvåg i slangen. Detta kan i sin tur öppna upp en eventuell koagelbildning i spetsen på dränaget. Om detta inte hjälper backas dränaget sakta, cirka 5 mm, ut för att försöka få sugeffekt på ett nytt ställe. Dessa manövrar kan upprepas ytterligare en gång för att på så vis återfå funktion i dränaget.

3. Om man trots åtgärderna inte får något utbyte i dränaget kan detta vara ett tecken på att någon blödning inte föreligger. Blöder det trots detta genom förbandet, skall jourhavande ortoped tillkallas för bedömning.

Rutinmässigt dras dränaget ut första postoperativa dagen, senast 24 timmar postoperativt.

### Uppdaterat från föregående version

Ersätter 2015-01-22