

Extraktion avbrutna skruvar, Plocklista, Barnoperation

Syfte

Säkerställa att rätt material och utrustning är förberett inför operation.

Operationsindikation

Trasiga skruvar.

OBS

Detta görs ofta i samband med annat ingrepp exempelvis platta eller skruv bort. Resterande instrument, drapering och instrumentarium får kompletteras utifrån det.

Instrument för avbrutna skruvar - inplastad manual finns i korgen.

Blått handtag (small) är flergångs, passar till blå engångs extraction screw/extraction drill bit/extraction reamer. Operatören väljer. **Beställ nytt engångsmaterial.**

Grönt handtag (large) är flergångs, passar till grön engångs extraction screw/extraction drill bit/extraction reamer. Operatören väljer. **Beställ nytt engångsmaterial.**

Antal		Skåp/vagn	Impl. kod	Kommentar
Positionering		Se mer info under "OBS"		
Drapering		Se mer info under "OBS"		
Sterilförråd		Ev. Barnortopedi-galler		
		Colibriborr		
		Blått handtag (small) <i>eller</i> Grönt handtag (large)		I lådan märkt "Instrument för avbrutna skruvar"
		Ev. Extraction screw	500	Finns i blå/grön
		Ev. Extraction drill bit	501	Finns i blå/grön
		Ev. Extraction reamer	501	Finns i blå/grön
Korridor		Mejsel gouge B-307	Ortopedvagn	
		Ev. Steril sidomarkör	Skåp 1	
Övrigt		Skålade mejslar OR-312	Ort.operation	
Suturer				
Utrustning				

