

# Operation i blodtomt fält, Ortopedi och handkirurgi

## Syfte

Att säkerställa rutin för användning av Tourniquet

## Beskrivning

En strumpa av tubgas anbringas på extremiteten. Den följer med i förpackning. Innan Tourniquetmanschetten sätts på ska man förvissa sig om att strumpan ligger slät mot huden. Tillse att det inte blir fuktigt under manschetten i samband med preoperativ huddesinfektion. Anpassa storleken på manschetten till patienten och anlägg den med cuffmätaren mot/nära lateralsidan av extremiteten för att undvika tryck på nerver och knick på slangen.

Trycket på manschetten ordineras av operatören

Ställ in så Tourniquetapparaten larmar efter 60-90-120 minuter. Operatören ska uppmärksammas när apparaten larmar.

Efter avlägsnande av manschetten kontrolleras hud och cirkulation i området. Dokumentera i Orbit tid samt mmHg.

## Dokumenthistorik

Vad är ändrat av vem och när.

### Författare

Irene Solberg Ruhn

### Datum

2021-06-15