

Hisshaveri- handlingsplan Kirurg- och Ortopedoperation samt Steriltekniska avdelningen

Fel på rena hissen

Sterilt gods i vagn plastas in med engångskapell på Steriltekniska avdelningen och skickas upp i rena hissen till depån. Rena vagnar sänds åter till Steriltekniska avdelningen inplastade i rena hissen. Alternativt kan sterilt gods, inplastat transporteras till Kirurg-och Ortopedoperation via kulvert och hissar.

Fel på orena hissen

Diska godset i depån och skicka ner det i rena hissen. Alternativt kan smutsigt gods inplastas och transporteras via kulvert och hissar.

Båda hissarna är personhissar.

Om hissarna inte fungerar nattetid då Steriltekniska avdelningens personal inte är på plats så kan **Landstingsservice, tel. 150 00** låsa upp till Steriltekniska avdelningen.